

Mierniki kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego	MODEL							
ramé-hart Product Matrix	90	210	250	260	290	400	500	590
Pomiar kąta zwilżania	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Pomiar energii powierzchniowej (7 metod ¹)	👍 ²	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Pomiar napięcia powierzchniowego i międzyfazowego	👍 ³	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Kamera CCD, USB 3.0, 100 klatek/sek: U3	👍							
Kamera CCD, USB 3.0, 520 klatek/sek		👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Goniometr (G) / Goniometr i Tensjometr (G/T)	G/T ⁴	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T	G/T
Oprogramowanie DROImage: CA, PRO lub ADV (Advanced)	CA/PRO ⁵	PRO	ADV	ADV	ADV	PRO	ADV	ADV
Zawarty komputer z monitorem LCD		👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia kamery U2 750 klatek/sek			👍	👍	👍		👍	👍
Ława optyczna 16 cali (406 mm) lub 21 cali (533 mm)	16"	16"	16"	16"	16"	21"	21"	21"
Możliwość podłączenia manualnie pochylanej podstawy (100-25-M)		👍	👍	👍	n/a	👍	👍	n/a
Możliwość podłączenia automatycznie pochylanej podstawy (100-25-A)		↑	👍	👍	Std		👍	Std
Stolik standardowy z precyzyjną regulacją w 3 osiach, dopuszczalne obciążenie 0.9 kg	👍	👍	👍		👍	👍		
Stolik z zaawansowaną, dwustopniową regulacją w 3 osiach, dopuszczalne obciążenie 9 kg				👍			👍	👍
Zawarta strzykawka do manualnego dozowania kropli	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania (100-22)	👍	👍	👍	👍	Std	👍	👍	Std
Możliwość podłączenia oscylatora (100-28)	↑	↑	👍	👍	👍	↑	👍	👍
Możliwość podłączenia komory środowiskowej z układem Peltiera (100-30)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia uchwytu środowiskowego (100-14)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia komory środowiskowej (100-07)				👍			👍	👍
Możliwość podłączenia ogrzewanej celi pomiarowej (100-33)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia ogrzewanej płytki (100-33-HP)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Możliwość podłączenia zaawansowanej komory środowiskowej (100-26-TH)							👍	👍
Możliwość podłączenia wszystkich opcji wyposażenia modułowego							👍	👍
Maksymalna średnica dla pomiarów płytek półprzewodnikowych (Wafer)	4"	4"	4"	4"	4"	12"♦	12"	12"

¹ van Oss Acid-Base Method, Owens-Wendt Geometric-Mean Method, Wu Harmonic-Mean Method, Work of Adhesion, Zisman's Plot, Schultz Solid-Liquid-Liquid Tool, Rabel Multi-liquid Tool, Kwok One-liquid Surface Energy Tool

² Model 90 Base Edition – tylko pomiar kąta zwilżania. Model 90 Pro Edition pomiar kąta zwilżania i energii powierzchniowej

³ Tylko model 90 Pro Edition

⁴ G/T tylko model 90 Pro Edition

⁵ PRO tylko model 90 Pro Edition

Możliwość podłączenia stolika próżniowego 6 lub 8 cali							👍	👍	👍
Gwarancja i wspomaganie oprogramowania 12 miesięcy	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Oświetlacz halogenowy światłowodowy / LED	LED ⁶	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Zasilanie 230 V / 50 Hz, Znak CE	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Mierniki kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego	90	210	250	260	290	400	500	590	
↑ - wymaga aktualizacji oprogramowania, std - zawarte w dostawie dla danego modelu, ♦ - model 400 dla płytek do 12 cali, n/a nie dotyczy									

⁶ Standardowo oświetlacz LED, możliwość zmiany na oświetlacz halogenowy ze światłowodem